

Gebruiksaanwijzing

Pittenzak Met Pit

LEES VOOR GEBRUIK EERST GOED DOOR!

VERWARMEN in de magnetron / oven

- Magnetron 2 minuten op 600 watt evt + 30 sec tot gewenste temp.*
Oven 20 minuten op 100 graden
- Bij magnetron **met metalen rooster** de pittenzak altijd op een magnetronbestendig bord verwarmen!
- Bij magnetron **zonder draaischijf** de pittenzak na elke minuut opschudden om oververhitting van een klein gebied te voorkomen.
- De magnetron/oven vrij maken van etensresten om schroeiplekken in de stof te voorkomen.
- Besprenkel de pittenzak heel af en toe voor het verwarmen met een klein beetje water tegen uitdroging.
- Tijdens het verwarmen kan de wasbare katoenen hoes om de pittenzak blijven.
- Wanneer de pittenzak nog warm is na gebruik, de opwarmtijd verkorten.

KOELEN in de vriezer

- Leg de pittenzak in een afgesloten plastic zak minimaal 1,5 uur in de vriezer.
- De pittenzak kan langere tijd met wasbare hoes in de vriezer blijven liggen.
- Laat voor gebruik als warmtekussen de pittenzak uit de vriezer eerst op kamertemperatuur komen voordat hij opgewarmd wordt.

* Bij langer verwarmen dan 2 minuten of hogere wattage kunnen, afhankelijk van het type magnetron, schroeiplekken ontstaan.

GEBRUIK BIJ BORSTVOEDING EN BABY

- Bij borstvoeding: warmte verwijdt de melkkanaaltjes, bevordert de toeschietreflex en laat de melk makkelijker stromen. Koude verzacht zwelling en ongemak.
- Zorg dat de pitzzak geen direct contact maakt met de huid van de baby.
- Na verwijderen uit de magnetron kan de pitzzak nog iets warmer worden. Wacht een minuut en voel met de binnenkant van de pols of de pitzzak niet te warm is.

AANDACHTSPUNTEN

- Bij magnetron **met metalen rooster** de pitzzak altijd op een magnetronbestendig bord verwarmen!
- De pitzzak kan bij eerste keren gebruik wat vochtig aanvoelen en een lichte geur hebben.
- Blijf altijd in de buurt tijdens het opwarmen.
- De buitenste hoes is wasbaar in de wasmachine op 30 graden.
- De binnenzak met de tarwe is niet wasbaar.
- De verwarmde pitzzak niet gebruiken bij symptomen van huidirritatie of ontsteking.
- De pitzzak koel en droog bewaren en 1x per 2 maanden verwarmen voor een langere levensduur.

Met Pit is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de pitzzakken van Met Pit.

