

Gebruiksaanwijzing

Langwerpige pitzzak Met Pit

LEES VOOR GEBRUIK EERST GOED DOOR!

VERWARMEN in de magnetron / oven

- **Magnetron** 2 minuten op 600 watt evt + 30 sec tot gewenste temperatuur*
- **Oven** 20 minuten op 100 graden
- Verwijder voor verwarmen altijd het **rooster** van de magnetron!
- Bij magnetron **zonder draaischijf** de pitzzak na elke minuut opschudden om oververhitting van een klein gebied te voorkomen.
- De magnetron/oven vrij maken van etensresten om schroeiplekken in de stof te voorkomen.
- Bij voorkeur verwarmen op een keramiek of glazen bord.
- Besprenkel voor het verwarmen de pitzzak met wat water tegen uitdroging.
- Tijdens het verwarmen kan de wasbare stoffen hoes om de pitzzak blijven.

KOELEN in de vriezer

- Leg de pitzzak in een afgesloten plastic zak minimaal 1,5 uur in de vriezer.
- De pitzzak kan langere tijd met wasbare hoes in de vriezer blijven liggen.
- Laat voor gebruik als warmtekussen de pitzzak uit de vriezer eerst op kamertemperatuur komen voordat hij opgewarmd wordt.

AANDACHTSPUNTEN

- Verwijder voor verwarmen altijd het **rooster** van de magnetron!
 - Gebruik de pitzzak bij een baby nooit op onbedekte huid.
 - Blijf altijd in de buurt tijdens het opwarmen.
 - Buitenste hoes is wasbaar in de wasmachine op 30 graden.
 - De verwarmde pitzzak niet gebruiken bij symptomen van ontsteking.
 - De pitzzak 1x per 2 maanden verwarmen voor een langere levensduur.
- * Bij langer verwarmen dan 2 minuten of hogere wattage kunnen, afhankelijk van het type magnetron, schroeiplekken ontstaan.

Met Pit is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de pitzzakken van Met Pit.

