

# Gebruiksaanwijzing

## Pittenzak XL en U-vorm Met Pit

**LEES VOOR GEBRUIK EERST GOED DOOR!**

### VERWARMEN in de magnetron / oven

- **Magnetron** 3 minuten op 600 watt evt + 30 sec tot gewenste temperatuur\*
- **Oven** 20 minuten op 100 graden
- Verwijder voor verwarmen altijd het **rooster** van de magnetron!
- Bij magnetron **zonder draaischijf** de pittenzak na elke minuut opschudden om oververhitting van een klein gebied te voorkomen.
- De magnetron/oven vrij maken van etensresten om schroeiplekken in de stof te voorkomen.
- Bij voorkeur verwarmen op een keramiek of glazen bord.
- Besprenkel voor het verwarmen de pittenzak met wat water tegen uitdroging.
- Tijdens het verwarmen kan de wasbare stoffen hoes om de pittenzak blijven.

### KOELEN in de vriezer

- Leg de pittenzak in een afgesloten plastic zak minimaal 1,5 uur in de vriezer.
- De pittenzak kan langere tijd met wasbare hoes in de vriezer blijven liggen.
- Laat voor gebruik als warmtekussen de pittenzak uit de vriezer eerst op kamertemperatuur komen voordat hij opgewarmd wordt.

### AANDACHTSPUNTEN

- Verwijder voor verwarmen altijd het **rooster** van de magnetron!
  - Gebruik de pittenzak bij een baby nooit op onbedekte huid.
  - Blijf altijd in de buurt tijdens het opwarmen.
  - Buitenste hoes is wasbaar in de wasmachine op 30 graden.
  - De verwarmde pittenzak niet gebruiken bij symptomen van ontsteking.
  - De pittenzak 1x per 2 maanden verwarmen voor een langere levensduur.
- \* Bij langer verwarmen dan 3 minuten of hogere wattage kunnen, afhankelijk van het type magnetron, schroeiplekken ontstaan.

Met Pit is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de pittenzakken van Met Pit.

