

GEBRUIKSAANWIJZING Pittenzak Met Pit

LEES VOOR GEBRUIK EERST GOED DOOR!

VERWARMEN in de magnetron / oven

MINI - 1 vaks	Magnetron	1 minuut op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur*
	Oven	10 minuten op 100 graden
KLEIN - 3 vaks	Magnetron	2 minuten op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur*
	Oven	20 minuten op 100 graden
XL - 8 vaks	Magnetron	3 minuten op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur*
	Oven	20 minuten op 100 graden

- Bij magnetron **met metalen rooster** de pitzenzak altijd op een magnetronbestendig bord verwarmen.
- Bij magnetron **zonder draaischijf** de pitzenzak na elke minuut opschudden om oververhitting van een klein gebied te voorkomen.
- De magnetron/oven vrij maken van etensresten om schroeiplekken in de stof te voorkomen.
- Besprenkel de pitzenzak af en toe vóór het verwarmen met een klein beetje water tegen uitdroging.
- Tijdens het verwarmen kan de wasbare katoenen hoes om de pitzenzak blijven.
- Wanneer de pitzenzak nog warm is na gebruik, de opwarmtijd verkorten.

* Bij langer verwarmen of hoger wattage kunnen, afhankelijk van het type magnetron, schroeiplekken ontstaan.

KOELEN in de vriezer

- Leg de pitzenzak in een afgesloten plastic zak minimaal 1,5 uur in de vriezer voor juiste temperatuur voor coldpack.
- De pitzenzak kan langere tijd met wasbare hoes in de vriezer blijven liggen.
- Laat voor gebruik als warmtekussen de pitzenzak uit de vriezer eerst op kamertemperatuur komen voordat hij opgewarmd wordt.

BABY EN BORSTVOEDING

- Gebruik bij borstvoeding zowel warm als koud.
- Zorg dat de pitzenzak geen direct contact maakt met de huid van de baby.
- Na verwijderen uit de magnetron kan de pitzenzak nog iets warmer worden. Wacht een minuut en voel met de binnenkant van de pols of de pitzenzak niet te warm is.

AANDACHTSPUNTEN

- Bij magnetron **met metalen rooster** de pitzenzak altijd op een magnetronbestendig bord verwarmen!
- De pitzenzak kan bij eerste keren gebruik wat vochtig aanvoelen en een lichte geur hebben.
- Blijf altijd in de buurt tijdens het opwarmen.
- De buitenste hoes is wasbaar in de wasmachine op 30 graden.
- De binnenzak met de tarwe is niet wasbaar.
- De verwarmde pitzenzak niet gebruiken bij symptomen van huidirritatie of ontsteking.
- De pitzenzak koel en droog bewaren en 1x per 2 maanden verwarmen voor een langere levensduur.

Met Pit is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de pitzenzakken van Met Pit.

